



#### **IR09 - Raccolta materiali biologici >> Scotch-test**

La raccolta deve essere effettuata applicando, nelle primissime ore del mattino, un pezzetto di scotch alle pliche perianali, lasciandolo a contatto per 1-2 secondi e facendolo aderire subito dopo ad un vetrino microscopico portaoggetti, con le seguenti modalità e raccomandazioni:

- ⇒ effettuare l'applicazione dello scotch prima della toeletta quotidiana;
- ⇒ utilizzare solamente scotch di tipo trasparente;
- ⇒ il pezzetto di scotch deve essere della lunghezza di tre-quattro centimetri;
- ⇒ applicare lo scotch alla regione delle pliche perianali facendo attenzione che la superficie adesiva sia quella messa in contatto con la cute;
- ⇒ distendere lo scotch sul vetrino portaoggetti facendolo aderire uniformemente, onde evitare la formazione di pieghe e/o bolle d'aria;
- ⇒ applicare solamente un singolo pezzetto di scotch per vetrino;
- ⇒ ripetere il prelievo tre volte, con altrettanti pezzetti di scotch, applicandoli ad altrettanti vetrini;
- ⇒ fare pervenire i vetrini al Laboratorio entro due-tre ore dalla raccolta. In alternativa conservarli all'asciutto, a temperatura ambiente: in questo modo il materiale può essere conservato fino a 24 ore.